



- Promotion de fin d'année -



Colonnes u.HPLC Shaper Hybride

le nouveau standard de la chromatographie liquide pour l'analyse des médicaments dans des conditions de pH basique

- ✓ Silice mixte organique / inorganique de 130Å - 185 m²/g
- ✓ Excellente stabilité, de pH : 1 à 12
- ✓ Résistance mécanique élevée = durée de vie plus longue de la colonne.

- ✓ 1.7 - 2.5 - 3.5 - 5.0 µm
- ✓ 6 sélectivités sont disponibles : **C18** (USP L1), **C18-Polar** (USP L60), **C8** (USP L7), **Phenyl-Hexyl** (USP L11), **Penta Fluoro Phenyl** (USP L43), **Hilic** (USP L20)

Elles sont un excellent choix pour le développement de nouvelles méthodes d'analyse jusqu'à l'échelle préparative.
<https://imchem.fr/shaperhybrid.html>

EXCEPTIONNEL !

-30% Promotion n° **S0 20347**
de remise à rappeler sur toute commande
Validité jusqu'au **31/10/2025**



Colonnes u.HPLC Shaper Hybride Surface +

analyse des molécules basiques dans des conditions de pH acide

- ✓ Silice mixte organique / inorganique de 130Å - 185 m²/g, excellente stabilité, de pH : 1 à 12
- Surface + technologie**
une restructuration de la surface de la silice, crée une **surface chargée positivement**.
Ce processus permet d'obtenir un pic étroit pour les composés basiques dans des conditions acides.


- ✓ 1.7 - 2.5 - 3.5 - 5.0 µm
- ✓ 3 sélectivités sont disponibles : **C18** (USP L1), **Phenyl-Hexyl** (USP L11), **Penta Fluoro Phenyl** (USP L43)

Elles sont un excellent choix pour le développement de nouvelles méthodes d'analyse jusqu'à l'échelle préparative.

+ d'infos : <https://imchem.fr/shaperhybrid.html>

EXCEPTIONNEL !

-30% Promotion n° **S0 20395**
de remise à rappeler sur toute commande
Validité jusqu'au **31/10/2025**



Analyse de l'amitriptyline sous Acétonitrile / Tampon phosphate pH 2.9



Filtrez vos échantillons avec confiance & au meilleur coût avec les filtres seringues **ecoChem™**.

			0.22 µm	0.45 µm	PROMO € HT net	Qté
13mm	Nylon	Hydrophilic	13NY022HL	13NY045HL	23,80	100u
	PTFE	Hydrophobic	13PTFE022HB	13PTFE045HB	28,70	100u
	PTFE	Hydrophilic	13PTFE022HL	13PTFE045HL	32,90	100u
	RC	Hydrophilic	13RC022HL	13RC045HL	52,50	100u
25mm	Nylon	Hydrophilic	25NY022HL	25NY045HL	28,70	100u
	PTFE	Hydrophobic	25PTFE022HB	25PTFE045HB	32,90	100u
	PTFE	Hydrophilic	25PTFE022HL	25PTFE045HL	39,20	100u
	RC	Hydrophilic	25RC022HL	25RC045HL	63,70	100u

Promotion n° **S0 20407**
à rappeler sur toute commande
Validité jusqu'au **31/12/2025**



EXCEPTIONNEL !

-30% Promotion n° **S0 20409**
de remise à rappeler sur toute commande
Validité jusqu'au **31/12/2025**

sur tous les produits



Préparation
d'échantillons



<https://imchem.fr/pr%C3%A9paration-echantillon-gls/>

HPLC



<https://imchem.fr/gl-science.html>


GC



<https://imchem.fr/gl-sciences-gc.html>

EXCEPTIONNEL ! Bénéficiez du meilleur de la technologie Fused-Core pour vos analyses uHPLC

25% Promotion n° **S0 20421**
OFF à rappeler sur toute commande
Validité jusqu'au **31/12/2025**



HALO
Colonnes 90Å - 2.7µm

- ✓ **AQ-C18**, analyse des composés polaires
- ✓ **LPH-C18**, stabilité & protection du greffage en conditions acides
- ✓ **PCS-C18**, Analyses des molécules basiques en conditions acides

Part Number	Bonded Phase	ID mm	Length	Catalog €/u	Promo net €/u
92812-422	AQ-C18	2.1 mm	50 mm	742,00	556,50
92822-416	LPH-C18	2.1 mm	50 mm	742,00	556,50
92812-417	PCS-C18	2.1 mm	50 mm	759,00	569,25
92812-422	AQ-C18	2.1 mm	100 mm	809,00	606,75
92822-416	LPH-C18	2.1 mm	100 mm	809,00	606,75
92812-417	PCS-C18	2.1 mm	100 mm	848,00	636,00
92812-722	AQ-C18	2.1 mm	150 mm	904,00	678,00
92822-716	LPH-C18	2.1 mm	150 mm	904,00	678,00
92812-717	PCS-C18	2.1 mm	150 mm	948,00	711,00
92813-722	AQ-C18	3.0 mm	150 mm	904,00	678,00
92823-716	LPH-C18	3.0 mm	150 mm	904,00	678,00
92813-717	PCS-C18	3.0 mm	150 mm	948,00	711,00
92814-622	AQ-C18	4.6 mm	100 mm	809,00	606,75
92824-616	LPH-C18	4.6 mm	100 mm	809,00	606,75
92814-617	PCS-C18	4.6 mm	100 mm	848,00	636,00
92814-722	AQ-C18	4.6 mm	150 mm	904,00	678,00
92824-716	LPH-C18	4.6 mm	150 mm	904,00	678,00
92814-717	PCS-C18	4.6 mm	150 mm	948,00	711,00

Colonnes capillaires GC & GC/MS Série SP & colonnes PLOT

SP1	SP1-PONA	SP10	SP13	SP1301	SP17	SP1701	SP20	SP200	SP225	SP255	SP264	SP35	SP5	SP50	SP624	SP70	SP8-HT	SPWAX	SPWAX-A
G1, G2, G9, G38	G1, G2, G9, G39	G5, G8, G48		G43	G3, G17	G46	G28, G36	G6	G7, G19, G26	G1, G2, G27, G36, G41	G28, G32, G42	G27, G36, G41	G8	G43				G14, G15, G16, G20, G39	G14, G15, G16, G25, G35, G39

PLOT A203, KCI, S, M - PLOT Mesleive SA - PLOT Q - PLOT U (G45) - PLOT GP



Dimensions:

10 m -to- 105m
0.05 - 0.10 - 0.15 - 0.18 - 0.20 - 0.25 - 0.32 - 0.53 mm id
0.04 -to 7.00 µm

-20% Promotion n° **S0 20411**
de remise à rappeler sur toute commande
Validité jusqu'au **31/12/2025**





Flacons ND9 - X917
2mL verre transparent
12x32mm
A visser 9-425, fond plat



60,00 € HT net / 100 pcs / pack

Tarif spécial par quantité: info@imchem.fr

Promotion n° **SO 20474**
À rappeler sur toute commande
Validité jusqu'au 31/12/2025



Filtres Seringues
PTFE Hydrophobe / Hydrophile
25 mm - 0.45 µm



Hydrophobe,
25PTFE045HB : 32,90 € net HT/100u

Hydrophile,
25PTFE045HL : 39,20 € HT net/ 100u

Tarif par quantité: info@imchem.fr

Promotion n° **SO 20407**
À rappeler sur toute commande
Validité jusqu'au 31/12/2025



HALO
90Å - 2.7 & 5.0 µm C18

- ✓ Phase universelle pour les acides, les bases et les solutés neutres
- ✓ Excellente stabilité à un pH faible ou moyen de la phase mobile
- ✓ Applications cibles : produits pharmaceutiques, parabènes, médicaments vétérinaires

Halo 2.7 C18, 50 x 2.1mm - **92812-402**
556.50 € HT net /u

Halo 2.7 C18, 100 x 2.1mm - **92812-602**
606.75 € HT net /u

Halo 2.7 C18, 100 x 4.6mm - **92814-602**
606.75 € HT net /u

Halo 5.0 C18, 150 x 4.6mm - **95814-702**
569.25 € HT net /u

PROMOTIO **SO 20421**
à rappeler sur toute commande
Validité jusqu'au 31/10/2025



Flacons d'échantillons
40 mL verre transparent
à visser 24-400 - 27.5 x 95 mm
Bouchons fermé blanc 13-425 PP
PTFE/silicone rouge



GC-186 + GC-311
29.00 € HT net / 100 pcs / pack

Prix par quantité: info@imchem.fr

Promotion n° **SO 20474**
À indiquer sur chaque commande
Valable jusqu'au 31/12/2025



Filtres Seringues
RC - Cellulose Régénérée
13 mm - 0,22 / 0.45 µm



0,22 µm,
13RC022HL : 52.50 € net HT/100u

0,45 µm,
13RC045HL : 52.50 € HT net/ 100u

Tarif par quantité: info@imchem.fr

Promotion n° **SO 20407**
À rappeler sur toute commande
Validité jusqu'au 31/12/2025



30% Offre de lancement
de remise n° **SO 20467**
à rappeler sur toute commande
Validité jusqu'au 31/10/2025


Inertsil Hybrid-C18

Engineered for High-pH Durability.
Trusted for Every Run.

Référence	Description	Tarif net € HT
5020-76053	Inertsil Hybrid-C18 1.7 µm 2.1 x 50 mm	445,00
5020-76055	Inertsil Hybrid-C18 1.7 µm 2.1 x 100 mm	465,00
5020-76056	Inertsil Hybrid-C18 1.7 µm 2.1 x 150 mm	500,00
5020-76027	Inertsil Hybrid-C18 3.5 µm 2.1 x 50 mm	340,00
5020-76029	Inertsil Hybrid-C18 3.5 µm 2.1 x 100 mm	370,00
5020-76030	Inertsil Hybrid-C18 3.5 µm 2.1 x 150 mm	390,00
5020-76036	Inertsil Hybrid-C18 3.5 µm 3.0 x 150 mm	390,00
5020-76039	Inertsil Hybrid-C18 3.5 µm 4.6 x 50 mm	340,00
5020-76041	Inertsil Hybrid-C18 3.5 µm 4.6 x 100 mm	370,00
5020-76042	Inertsil Hybrid-C18 3.5 µm 4.6 x 150 mm	390,00
5020-76004	Inertsil Hybrid-C18 5 µm 2.1 x 150 mm	380,00
5020-76005	Inertsil Hybrid-C18 5 µm 2.1 x 250 mm	435,00
5020-76010	Inertsil Hybrid-C18 5 µm 3.0 x 150 mm	380,00
5020-76011	Inertsil Hybrid-C18 5 µm 3.0 x 250 mm	435,00
5020-76016	Inertsil Hybrid-C18 5 µm 4.6 x 150 mm	380,00
5020-76017	Inertsil Hybrid-C18 5 µm 4.6 x 250 mm	435,00



Flacons Certifiés
2 mL verre clair 12x32mm
À visser 9-425, fond plat
graduation & étiquette
bouchon à vis bleu 9-425
septa PTFE / silicone blanc



GC-1295 : 32.00 € HT net
/ pack bleu 100 pcs / kit


Prix par quantité: info@imchem.fr

Promotion n° **SO 20474**
À indiquer sur chaque commande
Valable jusqu'au 31/12/2025



NOUVEAU
Colonnes uHPLC Shaper HYB Amide

L68
mode Hilic
Stabilité en pH : 2 - 11
Stabilité en température : 90°C



Shaper Hyb Amide 3.5µm 250 x 4.6mm
Acetonitrile-50 mM Ammonium Acetate + 0.5% Triethylamine (80:20)
Flow rate: 1.0ml/min - Temp : 50°C - ELSD

Référence	Description	net € HT
5021-1.7-SH-HYB-AMD	1.7 µm Amide, 50 x 2.1 mm	550,65
10021-1.7-SH-HYB-AMD	1.7 µm Amide, 100 x 2.1 mm	564,94
15021-1.7-SH-HYB-AMD	1.7 µm Amide, 150 x 2.1 mm	570,13
5021-3.5-SH-HYB-AMD	3.5 µm Amide, 50 x 2.1 mm	416,88
10021-3.5-SH-HYB-AMD	3.5 µm Amide, 100 x 2.1 mm	429,87
15021-3.5-SH-HYB-AMD	3.5 µm Amide, 150 x 2.1 mm	435,06
15030-3.5-SH-HYB-AMD	3.5 µm Amide, 150 x 3.0 mm	435,06
15046-3.5-SH-HYB-AMD	3.5 µm Amide, 150 x 4.6 mm	435,06
25046-5.0-SH-HYB-AMD	5.0 µm Amide, 250 x 4.6 mm	435,06

PROMOTION **SO 20482**
à rappeler sur toute commande
Validité jusqu'au 31/10/2025

